

Anticorpo Policlonale Anti-Cyfp1 Per Wb, Ip, Elisa - Q7L576

Numero articolo: CM0015892



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CYFIP1 umano, adatto per WB, IP, ELISA. L'immunogeno specifico sono gli amminoacidi N-terminali 1-270. Reagisce con l'essere umano e il topo. Ideale per lo studio della repressione della traduzione, del rimodellamento dell'actina e dello neurosviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CYFIP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SHYC; SRA1; SRA-1; P140SRA-1; CYFIP1
Specie	Umano
GeneID (umano)	23191
GeneID	23191
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di CYFIP1 umano (NP_055423.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q7L576
Peso proteico	145kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio