

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cyfip1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q7L576

Numero articolo: CM0003146



introduzione

mAb Coniglio CYFIP1 (Q7L576) validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con Umano, Mouse, Ratto. Adatto per studi sulla repressione della traduzione, rimodellamento dell'actina e sviluppo neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio CYFIP1
Note/Alias	SHYC; SRA1; SRA-1; P140SRA-1; CYFIP1
Specie	Umano
GeneID	23191
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 del CYFIP1 umano (Q7L576)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q7L576
Peso Proteico	145kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio