

Anticorpo Policlonale Anti-Cyld Per If/Icc, If-P, Elisa - Q9Nqc7

Numero articolo: CM0022874



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina umana CYLD (Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase CYLD). Validato per IF/ICC, IF-P, ELISA. Reagisce con umano e topo. Adatto per ricerche sulla segnalazione NF-κB e Wnt, dinamica dei microtubuli e immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CYLD Rabbit pAb
Note/Alias	EAC; MFT; SBS; TEM; BRSS; CDMT; MFT1; CYLD1; CYLDI; USPL2; FTDALS8
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1540
ID Gene	1540
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-127 della proteina umana CYLD (NP_056062.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9NQC7
Peso Proteico	107kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio