

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cyld Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqc7

Numero articolo: CM0030489



introduzione

L'anticorpo policlonale CYLD di Coniglio (Q9NQC7) di CamelBio è un anticorpo di alta qualità validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla segnalazione NF-κB e Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CYLD Rabbit pAb
Note/Alias	EAC; MFT; SBS; TEM; BRSS; CDMT; MFT1; CYLD1; CYLDI; USPL2; FTDALS8; CYLD
Specie	Umano
GeneID (umano)	1540
GeneID	1540
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NQC7
Peso Proteico	107kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio