

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Igd Di Scimmia Cynomolgus - Igd Di Scimmia

Numero articolo: CM0008682

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IgD di scimmia cynomolgus

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per la catena pesante delta dell'immunoglobulina della scimmia cynomolgus. Validato per IHC-P, FC, ELISA. Per la profilazione immunitaria e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IgD di scimmia
Specie	Cynomolgus
Immunogeno	Proteina ricombinante della catena pesante delta dell'immunoglobulina della scimmia cynomolgus
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, FC, ELISA
Reattività crociata	Cynomolgus
Spedizione	Borsa del ghiaccio