

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cyp11A1 Per Wb E Elisa - P05108

Numero articolo: CM0004696



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CYP11A1 umano, validato per WB e ELISA su campioni umani e di topo. Bersaglia l'enzima mitocondriale di scissione della catena laterale del colesterolo coinvolto nella steroidogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CYP11A1 Rabbit mAb
Note / Alias	CYP11A1; CYP11A; CYPXIA1; P450SCC; cytochrome P450 family 11 subfamily A member 1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	1583
ID gene	1583
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-320 di CYP11A1 umano (NP_000772.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	P05108
Peso proteico	42kDa/60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio