


Anticorpo Policlonale Anti-Cyp11B1 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15538

Numero articolo: CM0017366



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CYP11B1 umano, validato per IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Ideale per studiare la biosintesi dei glucocorticoidi, la funzione della corteccia surrenale e le vie steroidogeniche. Reattività crociata con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CYP11B1 Rabbit pAb
Note/Alias	FH1; CPN1; CYP11B; P450C11; CYP11B1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1584
GeneID	1584
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 234-503 di CYP11B1 umano (NP_000488.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P15538
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio