

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cyp11B2 Per Wb, If-P, Elisa - P19099

Numero articolo: CM0022710



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la CYP11B2 umana (aldosterone sintasi), validato per WB, IF-P, ELISA. Presenta reazione crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'ipertensione, la steroidogenesi e la funzione degli enzimi mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)