

Anticorpo Policlonale Anti-Cyp1A1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P04798

Numero articolo: CM0020094



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-CYP1A1 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva CYP1A1 umano, di topo, di ratto. Immunogeno ricombinante (aa 200-460). Ideale per la ricerca sul metabolismo e sulla tossicologia del citocromo P450.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di coniglio CYP1A1
Note/Alias	AHH; AHRR; CP11; CYP1; CYP1A1; P1-450; P450-C; P450DX; CYP1A1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1543
Gene ID	1543
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-460 di CYP1A1 umano (NP_000490.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04798
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Sacca refrigerante