


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cyp1A1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04798

Numero articolo: CM0023857



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CYP1A1 umano, validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Utile per lo studio del metabolismo dei farmaci, della regolazione ormonale e della segnalazione lipidica. Reagisce incrociato con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CYP1A1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AHH; AHRR; CP11; CYP1; CYP1A1; P1-450; P450-C; P450DX
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1543
GeneID	1543
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 261-360 del CYP1A1 umano (NP_000490.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04798
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio