

Anticorpo Policlonale Anti-Cyp1A2 Per Wb, If-P, Elisa - P05177

Numero articolo: CM0014740



introduzione

Anticorpo CYP1A2 policlonale di coniglio (SWISS P05177) validato per WB, IF-P, ELISA; reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Ideale per studiare il metabolismo dei farmaci del citocromo P450, la segnalazione lipidica e le vie tossicologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CYP1A2 pAb di coniglio
Note/Alias	CP12; CYPIA2; P3-450; P450(PA); CYP1A2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1544
GeneID	1544
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 205-305 di CYP1A2 umano (NP_000752.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05177
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio