


Anticorpo Policlonale Anti-Cyp1B1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16678

Numero articolo: CM0018501



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-umano CYP1B1 validato per Western Blot, IF/ICC ed ELISA. Mirato al citocromo P450 1B1 coinvolto nel metabolismo degli steroidi e degli xenobiotici, adatto per la ricerca sulle malattie e gli studi sui biomarcatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CYP1B1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CP1B; ASGD6; GLC3A; CYP1B1; P4501B1; CYP1B1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1545
GeneID	1545
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 244-543 del CYP1B1 umano (NP_000095.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q16678
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio