


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cyp1B1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16678

Numero articolo: CM0014164



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio contro CYP1B1 umano è adatto per Western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica ed ELISA. Presenta reattività crociata con campioni di topo e ratto per studi sul metabolismo del citocromo P450 e sulla ricerca delle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CYP1B1 Rabbit pAb
Note/Alias	CP1B; ASGD6; GLC3A; CYP1B1; P4501B1; CYP1B1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1545
GeneID	1545
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di CYP1B1 umano (NP_000095.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q16678
Peso della proteina	61kDa
Spedizione	Borsa refrigerante