

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cyp26A1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O43174

Numero articolo: CM0008852

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro CYP26A1 umano, per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva CYP26A1 umano, murino e ratto. Miraggio al metabolismo e alla segnalazione dell'acido retinoico in vari tessuti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	CYP26A1 Rabbit mAb
Note/Alias	CP26; CYP26; P450RAI; P450RAI1; CYP26A1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1592
GeneID	1592
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 201-450 di CYP26A1 umano (O43174).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O43174
Peso Proteico	56 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio