

Anticorpo Policlonale Anti-Cyp27A1 Per Wb, Elisa - Q02318

Numero articolo: CM0021260

introduzione

CYP27A1 Rabbit pAb convalidato per WB, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per ricerche sul metabolismo del colesterolo, sintesi degli acidi biliari e malattie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome del Prodotto	CYP27A1 Rabbit pAb
Note/Alias	CTX; CP27; CYP27; CYP27A1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	1593
ID Gene	1593
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-400 della CYP27A1 umana (NP_000775.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q02318
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio