

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cyp27A1 Per Wb Ed Elisa - Q02318

Numero articolo: CM0007263

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante che riconosce CYP27A1, sterolo 26-idrossilasi. Validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Per lo studio del metabolismo del colesterolo e della sintesi degli acidi biliari. Ideale per lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CYP27A1
Note/Alias	CTX; CP27; CYP27; CYP27A1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1593
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 431-530 di CYP27A1 umano (NP_000775.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q02318
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio