

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cyp2C18 Per Wb, Elisa - P33260

Numero articolo: CM0029936



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CYP2C18 umano, validato per WB ed ELISA, cross-reattivo con topo e ratto. Adatto per studi sul metabolismo dei retinoidi e sul citocromo P450. Immunogeno: aminoacidi 231-490.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CYP2C18 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CPCI; CYP2C; CYP2C17; P450IIC17; P450-6B/29C; CYP2C18
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1562
Gene ID	1562
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 231-490 del CYP2C18 umano (NP_000763.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P33260
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio