


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cyp2D6 Per Wb, If-P, Elisa - P10635

Numero articolo: CM0010564



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro CYP2D6, validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce crociatamente con proteine umane, murine e di ratto. Rileva una proteina di circa 56 kDa. Ideale per studi sul metabolismo dei farmaci e sulla farmacogenomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CYP2D6
Note/alias	CPD6; CYP2D; CYP2DL1; CYP2D6; P450C2D; P450DB1; CYP2D7AP; CYP2D7BP; CYP2D7P2; CYP2D8P2; P450-DB1; CYP2D6
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1565
GeneID	1565
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 341-497 della CYP2D6 umana (P10635)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P10635
Peso della proteina	56 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante