


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cyp2D6 Per Wb Ed Elisa - P10635

Numero articolo: CM0014655



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CYP2D6 validato per WB ed ELISA; rileva CYP2D6 umano con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo farmacologico del citocromo P450 e delle vie di segnalazione lipidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio CYP2D6
Note/Alias	CPD6; CYP2D; CYP2DL1; CYP2D6; P450C2D; P450DB1; CYP2D7AP; CYP2D7BP; CYP2D7P2; CYP2D8P2; P450-DB1; CYP2D6
Specie	Umano
GeneID (umano)	1565
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-230 di CYP2D6 umano (NP_000097.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P10635
Peso della proteina	56 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante