

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cyp2E1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05181

Numero articolo: CM0021850



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CYP2E1 per uso di ricerca in Western blot, IF, IHC ed ELISA. Rileva CYP2E1 umano, murino e di ratto, un citocromo P450 epatico coinvolto nel metabolismo degli acidi grassi e degli xenobiotici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CYP2E1 pAb di coniglio
Note/alias	CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; CYP2E1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	1571
GeneID	1571
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 234-493 di CYP2E1 umano (NP_000764.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P05181
Peso della proteina	57 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante