

Anticorpo Policlonale Anti-Cyp2F1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P24903

Numero articolo: CM0030024

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CYP2F1, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. CYP2F1 è un enzima del citocromo P450 coinvolto nel metabolismo dei pneumotossicanti; ideale per studi di tossicologia polmonare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CYP2F1 Rabbit pAb
Note/Alias	C2F1; CYP2F; CYPIIF1; CYP2F1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1572
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-290 di CYP2F1 umano (NP_000765.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P24903
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio