

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cyp2R1 Per Wb, Elisa - Q6Vvx0

Numero articolo: CM0014329



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CYP2R1 umano (vitamina D 25-idrossilasi), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto; rileva una proteina di circa 57 kDa. Ideale per la ricerca sul metabolismo della vitamina D e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CYP2R1 Rabbit pAb
Note/Alias	CYP2R1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	120227
GeneID	120227
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 252-501 del CYP2R1 umano (NP_078790.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q6VVX0
Peso proteico	57 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio