

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cyp39A1 Per Wb E Elisa - Q9Nyl5

Numero articolo: CM0021331

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per CYP39A1 umano, validato per WB e ELISA. Rileva gli ortologi di topo e ratto. Adatto per lo studio del metabolismo neuronale del colesterolo e della funzione dell'ossisterolo 7-alfa-idrossilasi specifica del fegato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	CYP39A1 Rabbit pAb
Specie	Umana
ID gene (Umano)	51302
ID gene	51302
Immunogeno	Peptide sintetico
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9NYL5
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio