


Anticorpo Monoclonale Anti-Cyp3A4 Per Wb, If-P, Elisa - P08684

Numero articolo: CM0006812



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio targeting CYP3A4 umano per applicazioni di Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Rileva una proteina di ~57 kDa. Ideale per lo studio del metabolismo farmacologico e delle vie correlate a CYP3A4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CYP3A4 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; CYP11A3; CYP11A4; P450C3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
Specie	Umana
ID Gene (Uomo)	1576
ID Gene	1576
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-503 di CYP3A4 umano (NP_059488.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P08684
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio