

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cyp3A4 Per Wb E Elisa - P08684

Numero articolo: CM0015500



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia il CYP3A4 umano, validato per WB e ELISA, presenta reazione crociata con topo e ratto. Adatto per lo studio del metabolismo degli xenobiotici, la biosintesi degli ormoni steroidei e la ricerca sul metabolismo dei farmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CYP3A4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; P450C3; CYP11A3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1576
GeneID	1576
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 244-503 del CYP3A4 umano (NP_059488.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08684
Peso proteico	57 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio