


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cyp46A1 Per Wb, If-P, Elisa - Q9Y6A2

Numero articolo: CM0022494



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CYP46A1 validato per WB, IF-P, ELISA; reagisce con campioni umani, murini e di ratto. È diretto contro la 24-idrossilasi del colesterolo, un enzima coinvolto nell'omeostasi del colesterolo cerebrale. Immunogeno: peptide sintetico compreso tra gli amminoacidi 400-500. Ideale per la ricerca neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CYP46A1 pAb di coniglio
Note/alias	CP46; CYP46; CYP46A1
Specie	Uomo
GeneID	10858
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 della CYP46A1 umana (NP_006659.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q9Y6A2
Peso della proteina	57 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante