

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cyp46A1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6A2

Numero articolo: CM0027776



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la CYP46A1 umana, una colesterolo 24-idrossilasi. Validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con essere umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca neuroscientifica sul metabolismo del colesterolo nel cervello.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CYP46A1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CP46, CYP46, CYP46A1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	10858
GeneID	10858
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-280 della CYP46A1 umana (NP_006659.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6A2
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio