

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cyp4V2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zwl3

Numero articolo: CM0024903

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CYP4V2, un enzima citocromo P450 coinvolto nel metabolismo oculare degli acidi grassi. Adatto per WB, IF/ICC e ELISA su campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla visione e sulla distrofia corneale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CYP4V2 Rabbit pAb
Note/Alias	BCD; CYP4AH1; CYP4V2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	285440
GeneID	285440
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 200-300 della CYP4V2 umana (NP_997235.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q6ZWL3
Peso proteico	61 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio