


Anticorpo Policlonale Anti-Cyp51A1 Per Wb, Elisa - Q16850

Numero articolo: CM0029428



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CYP51A1 (lanosterolo 14-alfa demetilasi), validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla biosintesi del colesterolo e sul metabolismo degli steroli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CYP51A1 Rabbit pAb
Note/Alias	LDM; CP51; CYP51; CYPL1; P450L1; P450-14DM; CYP51A1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1595
GeneID	1595
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-509 di CYP51A1 (NP_000777.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16850
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio