


Anticorpo Policlonale Anti-Cyp51A1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16850

Numero articolo: CM0013522



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CYP51A1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Rileva la lanosterolo 14-alfa demetilasi, un enzima della biosintesi del colesterolo. Ideale per la ricerca sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CYP51A1 pAb di coniglio
Note/Alias	LDM; CP51; CYP51; CYPL1; P450L1; P450-14DM; CYP51A1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1595
ID Gene	1595
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 245-420 di CYP51A1 (NP_000777.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16850
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio