


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cyp51A1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16850

Numero articolo: CM0007592



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CYP51A1 umano (lanosterolo 14-alfa demetilasi), prodotto utilizzando proteine ricombinanti, per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo, ratto. Fondamentale per la ricerca sulla biosintesi del colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CYP51A1 mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	LDM; CP51; CYP51; CYPL1; P450L1; P450-14DM; CYP51A1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1595
ID Gene	1595
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q16850
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio