

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cyp7A1 Per If-P Ed Elisa - P22680

Numero articolo: CM0026564



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio CYP7A1 validato per IF-P ed ELISA in campioni umani. Mira alla colesterolo 7-alfa-idrossilasi, un enzima chiave nella biosintesi degli acidi biliari e nell'omeostasi del colesterolo, essenziale per la ricerca sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio CYP7A1
Note/Alias	CP7A; CYP7; CYPVII
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1581
GenelD	1581
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di CYP7A1 umano (NP_000771.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P22680
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio