

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cypor Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16435

Numero articolo: CM0011957



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CYPOR per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglio NADPH--citocromo P450 reduttasi, essenziale per il trasferimento di elettroni dal NADP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CYPOR Coniglio mAb
Note/Alias	CPR; CYPOR; P450R
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5447
GeneID	5447
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 100-200 del CYPOR umano (P16435).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16435
Peso Proteico	77 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio