

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cypor Per Wb E Elisa - P16435

Numero articolo: CM0021681



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti CYPOR umano (NADPH--citocromo P450 reduttasi), validato per WB e ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Adatto per lo studio del trasferimento di elettroni nei sistemi microsomiali del citocromo P450.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | CYPOR Rabbit pAb                                                                                                                                    |
| Osservazioni/Alias    | CPR; CYPOR; P450R                                                                                                                                   |
| Specie                | Umano                                                                                                                                               |
| GenelD (Umano)        | 5447                                                                                                                                                |
| GenelD                | 5447                                                                                                                                                |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 del CYPOR umano (NP_000932.3). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                                            |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                                               |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                                           |
| Reattività incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                                  |
| SWISS                 | P16435                                                                                                                                              |
| Peso proteico         | 77kDa                                                                                                                                               |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                  |