


## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cysltr1 Per Wb, Elisa - Q9Y271

Numero articolo: CM0022977



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il recettore 1 dei leucotrieni cisteinilici (CYSLTR1), validato per WB e ELISA in uomo e topo. Adatto per studiare l'infiammazione, l'asma e le vie di segnalazione dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | CYSLTR1 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Annotazioni/Alias     | CYSLT1; CYSLTR; CYSLT1R; HMTMF81; CYSLTR1                                                                                      |
| Specie                | Uomo                                                                                                                           |
| GeneID (Uomo)         | 10800                                                                                                                          |
| GeneID                | 10800                                                                                                                          |
| Immunogeno            | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della proteina CYSLTR1 umana (NP_006630.1). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività incrociata | Uomo, Topo                                                                                                                     |
| SWISS                 | Q9Y271                                                                                                                         |
| Peso proteico         | 39kDa                                                                                                                          |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                          |