


Anticorpo Monoclonale Anti-Cistationasi/Cth Per Wb, Elisa - P32929

Numero articolo: CM0009177



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la Cistationasi/CTH umana (CGL/CSE). Adatto per Western blot ed ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla via di trans-solforazione e sulla segnalazione dell'H2S.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Cistationasi/CTH
Note/Alias	CGL; CSE; Cistationasi/CTH
Specie	Umano
ID Gene	1491
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Cistationasi/CTH umana (P32929)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P32929
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio