


Anticorpo Policlonale Anti-Cistationasi/Cth Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P32929

Numero articolo: CM0025115



introduzione

Cistationasi/CTH Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA in umano, topo, ratto. Mira alla cistationina gamma-liasi, un enzima chiave nella trans-solfurazione e nella produzione di H₂S.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Cistationasi/CTH Rabbit pAb
Note/Alias	CGL; CSE; Cystathionase/CTH
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1491
Immunogeno	Proteina ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-405 della Cistationasi/CTH umana (NP_001893.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P32929
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio