

Anticorpo Monoclonale Anti-Cistationina Beta-Sintasi (Cbs) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35520

Numero articolo: CM0002757



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la cistationina beta-sintasi umana (CBS, P35520), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adatto per la ricerca sul metabolismo dell'omocisteina, la via della transulfurazione e la segnalazione del solfuro di idrogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio CBS
Note/Alias	CBSL; HIP4; CBS
Specie	Umana
GenelD (Umano)	875
GenelD	875
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-551 della CBS umana (P35520)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P35520
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio