

Anticorpo Monoclonale Anti-Cistatina A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01040

Numero articolo: CM0010107



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Cistatina A umana (CSTA). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e reazione crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio dell'inibizione delle proteasi e dell'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Cistatina A Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	AREI; PSS4; STF1; STFA; Cistatina A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1475
ID Gene	1475
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-98 della Cistatina A umana (NP_005204.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01040
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio