

Anticorpo Monoclonale Anti-Cistatina B Per Wb, Elisa - P04080

Numero articolo: CM0003967



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la Cistatina B umana (Stefin-B), validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio dell'inibizione delle proteasi e della neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Cistatina B
Note/Alias	PME; ULD; CST6; EPM1; STFB; CPI-B; EPM1A; Cistatina B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1476
ID Gene	1476
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-98 della Cistatina B umana (NP_000091.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04080
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio