


Anticorpo Policlonale Anti-Cistatina C Per Wb, Elisa - P01034

Numero articolo: CM0013123



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Cistatina C di alta qualità validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con la Cistatina C umana, di topo e di ratto, un inibitore delle cistein proteasi secreto implicato nell'amiloidosi e nella degenerazione maculare legata all'età.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio anti-Cistatina C
Note/Alias	ARMD11; HEL-S-2; Cistatina C
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1471
GeneID	1471
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-146 della Cistatina C umana (NP_000090.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P01034
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio