


Anticorpo Monoclonale Conale Anti-Cistatina C Per Wb, Elisa - P01034

Numero articolo: CM0012586



introduzione

Anticorpo monoclonale conale anti-Cistatina C di alta qualità (Clone C8933, P01034) validato per WB e ELISA. Rileva la cistatina C umana e murina; ideale per la ricerca sulle malattie renali e neurologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Cistatina C Conale mAb
Osservazioni/Alias	ARMD11; HEL-S-2; Cistatina C
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1471
Gene ID	1471
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-146 della cistatina C umana (P01034)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	P01034
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio