


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cistatina C Per Wb, If, Ihc, Elisa - P01034

Numero articolo: CM0004964



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante contro la Cistatina C umana, validato per WB, IF, IHC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e topo. Ideale per studiare la regolazione delle cistein proteasi e l'amiloidosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-Cistatina C
Note/Alias	ARMD11, HEL-S-2, Cistatina C
Specie	Umano
ID Gene	1471
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-146 della Cistatina C umana (NP_000090.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpo Monoclonale
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P01034
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio