

Anticorpo Policlonale Anti-Cyth4 Per Wb, Elisa - Q9Uia0

Numero articolo: CM0020533

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la cytohesina-4 (CYTH4) umana, adatto per Western blot e ELISA; riconosce gli ortologi di topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo scambio guanina-nucleotide di ARF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CYTH4 Rabbit pAb
Note/Alias	CYT4; PSCD4; DJ63G5.1; cytohesin-4; CYTH4
Specie	Umana
ID gene (Umano)	27128
ID gene	27128
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 della CYTH4 umana (NP_037517.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UIA0
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio