

Anticorpo Monoclonale Anti-Citocromo C Per Wb, Ihc-P, Elisa - P99999

Numero articolo: CM0010307



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Citocromo C umano (P99999), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto di elettroni mitocondriale e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Citocromo C Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	CYC; HCS; THC4; C
Specie	Umano
GeneID (Umano)	54205
GeneID	54205
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-105 del Citocromo C umano (P99999)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P99999
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio