

Anticorpo Policlonale Anti-Citocromo C Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P99999

Numero articolo: CM0013459



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al Citocromo C umano, validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva il Citocromo C umano, murino e ratto. Ideale per lo studio dell'apoptosi e del trasporto di elettroni mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Citocromo C pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CYC; HCS; THC4; C
Specie	Umano
GeneID (Umano)	54205
GeneID	54205
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-105 del Citocromo C umano (NP_061820.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P99999
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio