

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Citocromo C Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P99999

Numero articolo: CM0015360



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-Citocromo C di CamelBio è validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Rileva il Citocromo C umano, murino e di ratto, un marcatore chiave dell'apoptosi e della respirazione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Citocromo C pAb di Coniglio
Note/Alias	CYC; HCS; THC4; Citocromo C
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	54205
ID Gene	54205
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-105 del Citocromo C umano (NP_061820.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P99999
Peso Molecolare Proteico	12 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio