

Anticorpo Monoclonale Anti-Citocromo P450 2E1 (Cyp2E1) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05181

Numero articolo: CM0007237



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CYP2E1 umano, validato per WB, IF, IHC ed ELISA. Rileva CYP2E1 umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca nel metabolismo dei farmaci e in tossicologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-Citocromo P450 2E1 (CYP2E1)
Note/Alias	CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; Citocromo P450 2E1 (CYP2E1)
Specie	Umano
ID Gene	1571
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 234-493 del Citocromo P450 2E1 (CYP2E1) umano (NP_000764.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05181
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio