

## Mab Di Coniglio Anti-Citocromo P450 2E1 (Cyp2E1) Umano Per Wb, Ihc-P, Elisa - P05181

Numero articolo: CM0007152



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CYP2E1 umano, validato in WB, IHC-P ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per lo studio del metabolismo degli acidi grassi e della detossificazione degli xenobiotici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-citocromo P450 2E1 (CYP2E1)                                                                                |
| Note/alias          | CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; Citocromo P450 2E1 (CYP2E1)                                                                       |
| Specie              | Uomo                                                                                                                            |
| GeneID (uomo)       | 1571                                                                                                                            |
| GeneID              | 1571                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 234-493 del CYP2E1 umano (NP_000764.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto                                                                                                               |
| SWISS               | P05181                                                                                                                          |
| Peso della proteina | 57 kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Confezione refrigerante                                                                                                         |