

Anticorpo Monoclonale Anti-Citocromo P450 4A (Cyp4A11) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q02928

Numero articolo: CM0002834

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato mirato al CYP4A11 umano, adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Consente la ricerca sull' ω -idrossilazione degli acidi grassi, sul metabolismo dell'acido arachidonico e sulla segnalazione del 20-HETE. Rileva umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Cytochrome P450 4A (CYP4A11) Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CP4Y; CYP4A2; CYP4A11; CYP4A11; Cytochrome P450 4A (CYP4A11)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1579
GeneID	1579
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 50-150 del CYP4A11 umano (Q02928)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q02928
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio